

ТУ 9392-015-05807983-99

Описание:

Препарат ДП-2Т обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов родов Кандида и Трихофитон, вирусов (тест-вирус полиомиелита I типа). Внешний вид: Таблетки белого цвета 5 г и 10 г.

Применение:

ДП-2Т дезинфицирующее средство применяется для обработки: Поверхности в помещениях, жесткая мебель, санитарно-техническое оборудование, белье, посуда, игрушки, изделия медицинского назначения, предметы ухода за больными, уборочный инвентарь при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (Кандидозы, Дерматофитии) этиологии в лечебно-профилактических учреждениях, детских учреждениях (заключительная дезинфекция), на коммунальных объектах и предприятиях общественного питания

Поверхности в помещениях, предметы обстановки, санитарно-техническое оборудование на любых стационарных и подвижных объектах железнодорожного транспорта, включая вокзалы, станции метрополитена, вагоны пассажирских составов различного типа, служебные вагоны и вагоны специального назначения, вагоны-рестораны, вагоны метрополитена, буфеты и другие объекты ведомственного подчинения

Животноводческие (птицеводческие, звероводческие) помещения, вспомогательные объекты животноводства, находящееся в них технологическое оборудование и инвентарь по уходу за животными, территории для предубойного содержания животных, помещения санитарных боен, убойных пунктов, кормокухонь, тара для хранения кормов, залы для съемки шкур в звероводстве, автомобильный транспорт, железнодорожные вагоны и другие виды транспортных средств, используемые для перевозки животных, сырья и продукции животного происхождения, а также открытые объекты (рампы, эстакады, платформы), места скопления животных (рынки, выставки, спортплощадки), помещения, оборудование и инвентарь для животных в зоопарках, питомниках, цирках, вивариях, ветеринарных лечебницах и клиниках, объекты пчеловодства, производственные помещения и оборудование на молоко- и мясоперерабатывающих предприятиях.

Технические характеристики:

ДП-2Т дезинфицирующее средство:

Действующее вещество

трихлоризоциануровая кислота

Массовая доля активного хлора, %, не менее

32, 0

Массовая доля влаги, %, не более

1, 5

Упаковка:

ДП-2Т упаковывают в полиэтиленовую тару различной емкости.

Хранение:

Хранить средство рекомендуется в таре предприятия-изготовителя в крытом проветриваемом помещении при температуре от минус 45°С до плюс 40°С. Гарантийный срок хранения - 3 года со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

**Поставка и продажа в Новокузнецке и по Кемеровской области ООО
ЭлектроХимСнаб.**